

# MATRATZEN- & SYSTEMMATRATZENKERNE EMPFOHLEN<sup>1</sup> FÜR FOLGENDE DEKUBITUSGRADE & RISIKEN

Artikelnr. Standardmodell	SYSTEMKERNE	siehe Seite	Pati- enten- gewicht	ERWARTENDES <sup>1</sup> DEKUBITUSRISIKO			BESTEHENDER <sup>1</sup> DEKUBITUSGRAD				Ideal für <sup>2</sup>	
				niedriges Risiko	mittleres/hohes Risiko	hohes Risiko	Grad I-II	Grad II-III	Grad III-IV	Grad IV-Schmerztherapie	Krankenhaus	Alten- Pflegeheim
6390102501	FAVUSAN „S“	4-5	30-70	*	*	*	*	*	*	*	+	+++
6390202501	FAVUSAN „M“	4-5	60-150	*	*	*	*	*	*	*	+++	+++
6390302501	FAVUSAN „XL“	4-5	135-250	*	*	*	*	*	*	*	++	+
6320104111	MED SLOW „S“	6	40-80	*	*	*	*	*	*		+	+++
6320204111	MED SLOW „M“	6	60-150	*	*	*	*	*	*		+++	+++
6320304111	MED SLOW „XL“	6	130-250	*	*	*	*	*	*		++	+
6321104111	MED RAND „S“	7	40-80	*	*		*	*			+	+++
6321204111	MED RAND „M“	7	60-150	*	*		*	*			+++	+++
6321304111	MED RAND „XL“	7	130-250	*	*		*	*			++	+
6350202111	DUOVISCO RAND	8	40-150	*	*	*	*	*			+++	+++
6351102111	VISCO RAND „S“	9	40-80	*	*		*	*			+	+++
6351202111	VISCO RAND „M“	9	60-150	*	*		*	*			+++	+++
6351302111	VISCO RAND „XL“	9	130-250	*	*		*	*			++	+
6301104111	GERA RAND „S“	10	40-80	*			*				+	+++
6301204111	GERA RAND „M“	10	60-150	*			*				+++	+++
6301304111	GERA RAND „XL“	10	130-250	*			*				++	+
6380302111	TRIDIPO „XL“	11	150-300	*			*				++	+
6380402111	TRIDIPO „XXL“	11	250-400	*			*				++	+

Alle Matratzensysteme können auch bei nicht gefährdeten Patienten eingesetzt werden.

<sup>1</sup> Die Empfehlungen entstammen einem langjährigen Erfahrungswert und können das Risiko minimieren. Die Entstehung eines Dekubitus bzw. die Behandlung des Selben, ist immer individuell abhängig vom Patienten und dessen Allgemeinzustand (Alter, Gewicht, Ernährung, Durchblutungssituation, Stoffwechsel, Mobilität etc.). Obiger Erfahrungswert entbindet Sie daher nicht jeden Patienten individuell zu beobachten und rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen. Bei allen gefährdeten Patienten machen Sie sich bitte Gedanken über einen Lagerungsplan bzw. nutzen Sie eventuelle zusätzliche Hilfsmittel in Form von Lagerungskissen etc.

<sup>2</sup> Die Eignung ist immer abhängig vom Gewicht des einzelnen Patienten. Unsere Empfehlung beruht auf einem durchschnittlichen Erfahrungswert im Einsatz in den verschiedenen Einrichtungen.

+++ bestens geeignet als Standardmatratze unter Berücksichtigung des Patientengewichtes

++ sehr gut geeignet, je nach individuellem Patientengewicht

+ gut geeignet, je nach individuellem Patientengewicht