

FAVUSAN

technische Daten ¹	Matratzenkern
„S“ (soft/weich) Patientengewicht - kg	30-70
„M“ (medium/standard) Patientengewicht - kg	60-150
„XL“ (fest) Patientengewicht - kg	135-250
erwartendes Dekubitusrisiko ²	sehr hoch
bestehender Dekubitusgrad ²	IV - Therapie
Ursprungsraumgewicht - kg/m ³	40/50/55/60
antibakteriell - pilzhemmend, milbendicht	ja
Luftdurchlässigkeit	sehr gut
schwer entflammbar	ja
autoclavenfest 136°C	ja
Standardgröße bis cm „S“ / „M“	200x90x16
Standardgröße bis cm „XL“	200x100x16
verstärkte Randzone	ja
Garantie lt. Garantiebedingungen	7 Jahre
Standard - Care - Überzug	PUPOTEX™ 100
Reißverschluss 4 seitig	ja
Reißverschluss überlappend	ja
Tragegriffe	ja
Matratzenmehrhöhe- & mehrlänge	möglich
Ausführung ohne Randzone	nein
MEDICAL POLYMER FOAM	ja
zertifiziertes Medizinprodukt Klasse 1 Herstellung unter ISO 13485 in Österreich	ja

¹Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sowie Änderungen in Farbe und Raumgewicht, aufgrund der unterschiedlichen Patientengewichte, vorbehalten. Details siehe separates technisches Datenblatt.

²Die Empfehlungen entstammen einem langjährigen Erfahrungswert und können nur das Risiko minimieren. Unser Erfahrungswert entbindet Sie jedoch nicht jeden Patienten individuell zu beobachten und rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen.

Bei allen gefährdeten Patienten machen Sie sich bitte Gedanken über einen Lagerungsplan bzw. nutzen Sie eventuelle zusätzliche Hilfsmittel in Form von Lagerungskissen etc.