

MED SLOW

| technische Daten ¹ | Matratzenkern |
|---|---------------|
| „S“ (soft/weich) Patientengewicht - kg | 40-80 |
| „M“ (medium/standard) Patientengewicht - kg | 60-150 |
| „XL“ (fest) Patientengewicht - kg | 130-250 |
| erwartendes Dekubitusrisiko ² | nieder-hoch |
| bestehender Dekubitusgrad ² | I-IV |
| Ursprungsraumgewicht - kg/m ³ | 50/60 |
| antibakteriell - pilzhemmend, milbendicht | ja |
| Luftdurchlässigkeit | hervorragend |
| schwer entflammbar | ja |
| autoclavenfest 136°C | ja |
| Standardgröße bis cm | 200x90x14 |
| verstärkte Randzone | ja |
| Garantie lt. Garantiebedingungen | 5 Jahre |
| Standard - Care-Überzug | PUNL® SB |
| MEDICAL POLYMER FOAM | ja |
| zertifiziertes Medizinprodukt Klasse 1 Herstellung unter ISO 13485 in Österreich | ja |

| Optionen | Matratze |
|--------------------------------|-----------------|
| Reißverschluss 3 oder 4 seitig | möglich |
| Reißverschluss überlappend | möglich |
| Tragegriffe | möglich |
| Matratzenmehrhöhe- & mehrlänge | möglich |
| Ausführung ohne Randzone | möglich |
| Gelenkseinschnitte | nicht notwendig |

¹Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sowie Änderungen in Farbe und Raumgewicht, aufgrund der unterschiedlichen Patientengewichte, vorbehalten. Details siehe separates technisches Datenblatt.

²Die Empfehlungen entstammen einem langjährigen Erfahrungswert und können nur das Risiko minimieren. Unser Erfahrungswert entbindet Sie jedoch nicht jeden Patienten individuell zu beobachten und rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen.

Bei allen gefährdeten Patienten machen Sie sich bitte Gedanken über einen Lagerungsplan bzw. nutzen Sie eventuelle zusätzliche Hilfsmittel in Form von Lagerungskissen etc.